



AH 268双轴动态声学仿真测试系统 产品规格书

AH 268 Dual-Axis Dynamic Acoustic Simulation Test System Product Specification

产品规格书-CN	1
Product Introduction-EN	6

最终版权所有 (c) 深圳市美格信测控技术有限公司

Copyright (c) Shenzhen MegaSig Measurement & Control Technology Company Limited

从此文件发布日期起，在此发表的是当前或者拟定的信息。由于我们会不断对产品进行改进和增加特征此出版物中的信息如有变动恕不另行通知。

The information presented herein reflects the current or intended specifications as of the date of publication. As we continuously improve our products and add new features, the contents of this publication are subject to change without prior notice.

产品简介

AH 268双轴动态声学仿真测试系统在继承AH 265高精度仿真人头模型核心功能的基础上，创新融合双轴转动系统与人机交互控制模块，支持通过触控界面操控模型横向±90°、纵向±90°动态偏转，或接收外部程序指令实现自动化测试，突破传统静态仿真局限。



产品参数

仿真耳	
压力场麦克风频响	20Hz – 8KHz: ± 0.5dB 8KHz – 16kHz: ± 1dB
底噪	<16dBA
灵敏度范围	50mV/Pa (-26.0dB±2dB) re 1V/Pa
动态范围	16dBA-135dBA
供电要求	IEPE 4mA
基本特点: 1. 仿真耳廓参考 ITU-T P.57 的解剖学形状的耳廓 3.3 型。 2. 符合 IEC 60318-4:2010 Ed.1.0 （原 IEC 60711）电声学-人耳及头部的模拟器，第 4 部分：测量插入式耳机用堵塞耳模拟器。 3. 符合 ITU-T 建议 P.57(08/96)P 系列：电话传输质量，测量目标的设备：仿真耳。 4. 符合 SJ/T 10659-1995 测量插入式耳机用堵塞耳模拟器。	

仿真嘴	
频响范围	100Hz – 10KHz
最大功率	10W
阻抗	4 ohm

频率响应（均衡后）	满足ETSI TS 102 924
谐波失真	优于ITU-T P.58 标准
基本特点： 1. 符合 IEEE269,661 国际标准和 ITU-T P.51 建议的“嘴基准点”发送声信号的要求 2. 声学测量标准声源 3. 低失真，高稳定性	

使用&放置环境

使用温度范围	0°C – 50 °C, 32°F – 122°F
存储温度范围	-20°C – 70°C, -4°F – 158°F
湿度	20% – 80% 相对湿度

人头和躯干

整体尺寸(长*宽*高)	400X200X680 mm
重量	约23Kg
横向/纵向偏转角度	±90°
偏转精度	±0.1
最大横向转速	20rpm
最大纵向转速	10rpm
配置： 1. 符合 ITU-T P.58 的外形几何尺寸要求 2. 耳机取放一致性 3. 满足耳机、智能眼镜、汽车智能座舱等多种场景的测试需求	

操作说明

硬件接线

上位机程控线	RS232-DB9
供电电源接线	220V

串口通信参数

Baud rate	115200
Data bits	8

Parity	None
Stop bits	1.0
Flow control	None
Termination char	\n


程控指令

注：下表中‘\s’代表空格，Hex为20，‘\r\n’代表回车换行，Hex为0D0A


名称	发送	反馈	备注
获取产品版本号	">Get_Version\r\n"	"OK\r\nMegaSig AH268Vx.x\r\n"	x.x为当前版本号，第一版为1.0以此类推.
纵轴转动指令	">Nod_head=a,s,d\r\n"	"OK\r\n"	a参数:输入旋转角度绝对值(1-180°) s参数:输入旋转转速(1-10) d参数:输入旋转方向(0:俯视方向1:仰视方向)
横轴转动指令	">Shake_head=a,s,d\r\n"	"OK\r\n"	a参数:输入旋转角度绝对值(1-180°) s参数:输入旋转转速(1-20) d参数:输入旋转方向(0:人头视角向右转动1:人头视角向左转动)
获取当前角度指令	">GET_CUR_ANGLE\r\n"	"Xangle=x\r\n" "Yangle=x\r\n"	反馈X轴和Y轴的当前角度
回零指令	">ZERO\r\n"	"OK\r\n"	将X轴与Y轴的角度回归到0位

相关曲线指标


仿真耳的频率相应



EQ后仿真嘴的频率响应



EQ后仿真嘴的谐波表现



在无深圳市美格信测控技术有限公司优先书面授权书前提下，此出版物任何一个部分不可通过任何形式进行复制、修改和翻译。对于非法复制、修改和翻译商业行为，将根据国家知识产权相关法律追求其法律责任。

Product introduction

AH 268 dual-axis dynamic acoustic simulation test system builds upon the core functionalities of the AH 265 high-precision head simulator model while innovatively integrating a dual-axis rotation system and a human-machine interaction control module. It supports manual control of the model's horizontal $\pm 90^\circ$ and vertical $\pm 90^\circ$ dynamic deflection via a touch interface, or can receive external program commands to achieve automated testing, breaking through the limitations of traditional static simulation.



Product parameter

Ear simulator	
Pressure-field microphone frequency response	20Hz to 8KHz: $\pm 0.5\text{dB}$ 8KHz to 16kHz: $\pm 1\text{dB}$
Typical noise level	<16dBA
Sensitivity	50mV/Pa (-26.0dB $\pm$ 2dB) re 1V/Pa
Dynamic range	16dBA-135dBA
Power supply requirement	IEPE 4mA
Basic feature : 1. Pinna simulator referencing the anatomical shape of Type 3.3 pinna specified in ITU-T P.57 2. Conforming to IEC 60318-4:2010 Ed.1.0 (formerly IEC 60711) electroacoustics - human ear and head simulators, Part 4: Plug ear simulators for measuring insertable headphones. 3. Equipment conforming to ITU-T Recommendation P.57 (08/96) of the P-series: telephone transmission quality, measurement objectives: ear simulator. 4. Equipment conforming to SJ/T 10659-1995: occluded ear simulator for measuring insert earphones.	

Mouth simulator

Frequency range	100Hz – 10KHz
Maximum power	10W
Impedance	4 ohm
Frequency response (after equalization)	Satisfy ETSI TS 102 924
THD	Superior to ITU-T P.58 standard

Basic feature:

1. Complies with the requirements of the "mouth reference point" recommended by IEEE269,661 international standards and ITU-T P.51 for transmitting acoustic signals
2. Acoustic measurement standard sound source
3. Low distortion, high stability

Use & Place the environment

Operating temperature	0°C – 50 °C, 32°F – 122°F
Storage temperature	-20°C – 70°C, -4°F – 158°F
Humidity	20% – 80% RH

Head and torso

Overall dimensions (length * width * height)	400X200X680 mm
Weight	About 23Kg
Horizontal/Vertical deflection angle	±90°
Deflection accuracy	±0.1
Maximum horizontal rotational speed	20rpm
Maximum vertical rotational speed	10rpm

Configuration:

1. Complies with the requirements of the external geometric dimensions of ITU-T P.58
2. High consistency in headphone placement and removal
3. Meet testing requirements for multiple scenarios including headphones, smart glasses, and automotive smart cockpits

Operating instruction

Hardware connection



Computer control line	RS232-DB9
Power supply	220V

Serial communication parameters	
Baud rate	115200
Data bits	8
Parity	None
Stop bits	1.0
Flow control	None
Termination char	\n


Program control instruction			
Note: In the table below, 's' represents a space, and Hex is 20.' \r\n 'represents carriage return and line feed, and Hex is 0D0A			
Name	Send	Feedback	Note
Obtain the product version number	">Get_Version\r\n"	"OK\r\nMegaSig AH268Vx.x\r\n"	x.x is current version number, the first version was 1.0, and so on.
Vertical axis rotation command	">Nod_head=a,s,d\r\n"	"OK\r\n"	Parameter a: input the absolute value of the rotation angle (1-180°) Parameter s: input rotation speed (1-10) Parameter d: input rotation direction (0: top view direction 1: top view direction)
Horizontal axis rotation command	">Shake_head=a,s,d\r\n"	"OK\r\n"	Parameter a: input the absolute value of the rotation angle (1-180°) Parameter s: input rotational speed (1-20) Parameter d: input rotation direction (0: rotate the head perspective to the right 1: rotate the head perspective to the left)
Get the current angle command	">GET_CUR_ANGLE\r\n"	"Xangle=x\r\n" "Yangle=x\r\n"	Feedback the current angles of the X-axis and Y-axis
Return to zero command	">ZERO\r\n"	"OK\r\n"	Return the angle between the X-axis and

			the Y-axis to the 0 position
--	--	--	------------------------------

Relevant curve indicators



Harmonic performance of the mouth simulator after EQ



Without the prior written authorization of Shenzhen MegaSig Measurement & Control Technology Company Limited, no part of this publication may be reproduced, modified or translated in any form. Legal liability will be pursued in accordance with the national laws on intellectual property rights for commercial activities involving illegal reproduction, modification or translation.